


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Grp94 Per Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P14625

Numero articolo: CM0014292



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Grp94 umana (Endoplasmina), validato per WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce con uomo, topo e ratto. Targetizza la chaperonina del reticolo endoplasmatico da 92 kDa coinvolta nel ripiegamento proteico e nella segnalazione TLR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Grp94 pAb di coniglio
Note/alias	ECGP; GP96; TRA1; GRP94; HEL35; HEL-S-125m; Grp94
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	7184
ID del gene	7184
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 40-310 della Grp94 umana (NP_003290.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P14625
Peso della proteina	92 kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante