


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Grp94 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P14625

Numero articolo: CM0025199



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Grp94 (SWISS P14625) validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva l'endomiso umano, di topo e ratto, un chaperone del reticolo endoplasmatico coinvolto nel ripiegamento proteico e nell'immunologia tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Grp94
Osservazioni/Alias	ECGP, GP96, TRA1, GRP94, HEL35, HEL-S-125m, Grp94
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7184
ID Gene	7184
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 501-750 di Grp94 umano (NP_003290.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P14625
Peso Proteico	92kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio