


Anticorpo Policlonale Anti-Grpel1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Hav7

Numero articolo: CM0026261



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia GRPEL1 umano (omologo mitocondriale di GrpE), adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto. Ideale per ricerche sull'importazione di proteine mitocondriali e sulle chaperone.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	GRPEL1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	GrpE; HMGE; mt-GrpE#1; GRPEL1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	80273
GeneID	80273
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-217 di GRPEL1 umano (NP_079472.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9HAV7
Peso Proteico	24kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio