

Anticorpo Policlonale Anti-Grpel2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Taa5

Numero articolo: CM0024948

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina GRPEL2 umana (Mt-GrpE#2), validato per Western blot, immunoistochimica e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla traslocazione delle proteine mitocondriali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GRPEL2 Rabbit pAb
Note/Alias	Mt-GrpE#2; GRPEL2
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	134266
ID gene	134266
Immunogeno	Proteina ricombinante (proteina di fusione corrispondente agli amminoacidi 33-225 di GRPEL2 umana, NP_689620.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q8TAA5
Peso proteico	25 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio