


Anticorpo Policlonale Anti-Grpr Da Coniglio Per Wb E Elisa - P30550

Numero articolo: CM0025318



introduzione

Anticorpo policlonale da coniglio di alta qualità contro GRPR umano, validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione GPCR, della sensazione di prurito e del controllo respiratorio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GRPR Rabbit pAb
Note / Alias	BB2; BB2R; BRS2; GRPR
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	2925
ID Gene	2925
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 235-384 di GRPR umano (NP_005305.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P30550
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio