


Anticorpo Monoclonale Anti-Grsf1 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q12849

Numero articolo: CM0002883



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio GRSF1 validato per WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce con GRSF1 umano, di topo, di ratto, un regolatore dell'espressione genica post-trascrizionale mitocondriale. Ideale per studi sull'assemblaggio del ribosoma mitocondriale e sul legame dell'RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio GRSF1
Note/Alias	GRSF1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2926
ID Gene	2926
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-150 di GRSF1 umano (Q12849)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q12849
Peso Proteico	53 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio