


Anticorpo Policlonale Anti-Grsf1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q12849

Numero articolo: CM0022777



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro il fattore 1 della sequenza ricca di G (GRSF1), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto; essenziale per studi di biologia dell'RNA mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GRSF1 Rabbit pAb
Note/Alias	GRSF1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	2926
GeneID	2926
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 della GRSF1 umana (NP_002083.4).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q12849
Peso proteico	53kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio