


Anticorpo Monoclonale Anti-Gsc Per Wb, Elisa - P56915

Numero articolo: CM0002014



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-GSC validato per Western blot e ELISA. Indirizza la proteina homeobox goosecoid (P56915) nell'uomo e nel topo, ideale per ricerche sulla biologia dello sviluppo e sull'organogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GSC Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	SAMS; GSC
Specie	Umano
GeneID (Umano)	145258
GeneID	145258
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli aminoacidi 1-100 di GSC umano (P56915)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse
SWISS	P56915
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio