

Anticorpo Monoclonale Anti-Gsdma Per Wb, If-P, Elisa - Q96Qa5

Numero articolo: CM0006413

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la GSDMA umana (Gasdermina-A). Convalidato per WB, IF-P, ELISA; presenta cross-reattività con il topo. Adatto per la ricerca sulla piroptosi e studi sull'immunità epiteliale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GSDMA Rabbit mAb
Note/Alias	GSDM; FKSG9; GSDM1; GSDMA
Specie	Umana
GeneID (umano)	284110
GeneID	284110
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Cross-reattività	Umana, Topo
SWISS	Q96QA5
Peso proteico	49kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio