

Anticorpo Policlonale Anti-Gsdmc Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Byg8

Numero articolo: CM0016185

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-GSDMC di alta qualità validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con GSDMC umano e murino, una proteina di 58 kDa che forma pori e media la piroptosi. Adatto per lo studio delle vie di morte cellulare mediate dalla gasdermina-C.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GSDMC Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	MLZE; GSDMC
Specie	Umano
GeneID (Umano)	56169
GeneID	56169
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 di GSDMC umano (NP_113603.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9BYG8
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio