


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Gsdmd (Lunghezza Intera + Terminale C) Per Wb, Elisa - P57764

Numero articolo: CM0002808



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia la GSDMD umana (frammento a lunghezza intera e terminale C). Adatto per applicazioni Western blot e ELISA, consente la ricerca su piroptosi, infiammazione e morte cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GSDMD (Lunghezza intera + terminale C) Rabbit mAb
Annotazioni / Alias	DF5L, DFNA5L, FKSG10, GSDMDC1, GSDMD
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	79792
GeneID	79792
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 346-484 della GSDMD umana (NP_079012.3)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P57764
Peso proteico	53kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio