


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Gsdmd (Lunghezza Completa + C-Terminale) Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9D8T2

Numero articolo: CM0004086



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Anti-GSDMD (Lunghezza completa + C-terminale) validato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA nel topo. Ideale per lo studio della piroptosi, della segnalazione dell'inflammasoma e della formazione dei pori della gasdermina D.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb di coniglio GSDMD (Lunghezza completa + C-terminale)
Note/Alias	DF5L; M2-4; Dfna5I; GsdmD-1; Gsdmdc1; 1810036L03Rik
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	79792
ID Gene	69146
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q9D8T2
Peso Proteico	53 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio