


## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gsdmd (Lunghezza Completa+Terminale N) Per Wb, If/Icc, Elisa - P57764

Numero articolo: CM0022815



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la GSDMD umana (lunghezza completa+terminale N). Validato per WB, IF/ICC, ELISA con reattività crociata verso uomo, topo e ratto. Il bersaglio è una proteina che forma pori, fondamentale per la piroptosi e la difesa dell'ospite.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | GSDMD (lunghezza completa+terminale N) pAb di coniglio                |
| Note/alias          | DF5L; DFNA5L; FKSG10; GSDMDC1; GSDMD (lunghezza completa+terminale N) |
| Specie              | Uomo                                                                  |
| GeneID (umano)      | 79792                                                                 |
| GeneID              | 79792                                                                 |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante                                                 |
| Origine             | Coniglio                                                              |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                 |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, ELISA                                                     |
| Reattività crociata | Uomo, topo, ratto                                                     |
| SWISS               | P57764                                                                |
| Peso della proteina | 53 kDa                                                                |
| Spedizione          | Borsa refrigerante                                                    |