


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gsdmd (Lunghezza Intera+N Terminale) Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9D8T2

Numero articolo: CM0015118



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro GSDMD a lunghezza intera e N-terminale (Q9D8T2). Validato per WB, IF/ICC, ELISA in umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla piroptosi e sull'inflammasoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio GSDMD (Lunghezza intera+N terminale)
Note/Alias	DF5L; M2-4; Dfna5l; GsdmD-1; Gsdmdc1; 1810036L03Rik; GSDMD (Lunghezza intera+N terminale)
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	79792
ID Gene	69146
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9D8T2
Peso Proteico	53kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio