


Anticorpo Policlonale Anti-Gsdmd Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P57764

Numero articolo: CM0024620



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce GSDMD (Gasdermin-D) umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA; reagisce in modo crociato con topo, ratto. Per la ricerca su piroptosi, inflammasoma e immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GSDMD Rabbit pAb
Note/Alias	DF5L; DFNA5L; FKSG10; GSDMDC1; GSDMD
Specie	Umano
GeneID	79792
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 346-484 di GSDMD umano (NP_079012.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P57764
Peso Proteico	53 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio