

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gsdme (Lunghezza Completa+Terminale N) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60443

Numero articolo: CM0026422



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro le regioni full-length e N-terminali della GSDME umana (DFNA5/ICERE-1). Adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sulla piroptosi e la morte cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GSDME (Lunghezza completa+terminale N) Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	DFNA5; ICERE-1; GSDME
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	1687
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-270 della GSDME umana (NP_004394.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O60443
Peso proteico	11 kDa/35 kDa/55 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio