

Anticorpo Monoclonale Anti-Gsk-3A/B Per Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P49840/P49841

Numero articolo: CM0006581



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia GSK-3 α e GSK-3 β umani. Convalidato per WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P e ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul diabete, l'Alzheimer e la segnalazione Wnt.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GSK-3 α / β Rabbit mAb
Note/Alias	GSK3B; gsk-3 β ; GSK-3 α / β
Specie	Umana
GeneID (Umana)	2931/2932
GeneID	2931/2932
Immunogeno	Proteina ricombinante di GSK-3 α / β umano
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P49840/P49841
Peso proteico	46kDa/48kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio