

Anticorpo Monoclonale Anti-Gsk-3A/B Per Wb, Ip, Elisa - P49840 / P49841

Numero articolo: CM0004001



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Anti-GSK-3α/β validato per WB, IP ed ELISA in umano, topo e ratto. Ideale per lo studio delle vie di segnalazione Wnt, dell'omeostasi del glucosio e delle patologie dell'Alzheimer.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GSK-3α/β Rabbit mAb
Note/Alias	GSK3B; gsk-3β; GSK-3α/β
Specie	Umano
GenelD (Umano)	2931/2932
GenelD	2931/2932
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P49840/P49841
Peso proteico	46kDa/48kDa
Spedizione	Sacca refrigerante