

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gsk-3A/B Per Ihc-P, Elisa - P49840 / P49841

Numero articolo: CM0021056



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce GSK-3 α / β umano e murino (P49840/P49841) per applicazioni IHC-P, ELISA. Utile per studi sulla segnalazione Wnt, sul metabolismo del glicogeno, sulla malattia di Alzheimer e sull'autofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GSK-3 α / β Rabbit pAb
Note/Alias	GSK3B; gsk-3 β ; GSK-3 α / β
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2931/2932
ID Gene	2931/2932
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P49840/P49841
Peso Proteico	46kDa/48kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio