


Anticorpo Policlonale Anti-Gsk3A Per Wb - P49840

Numero articolo: CM0018784



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la GSK3 α umana, validato per WB ed ELISA. Reagisce anche con proteine umane, murine e di ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione Wnt, sulla resistenza all'insulina e sulla malattia di Alzheimer. ~51 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Validato KO] GSK3 α pAb di coniglio
Note/alias	GSK3A; glicogeno sintasi chinasi-3 alfa; 3 α
Specie	Umana
ID gene (umano)	2931
ID gene	2931
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 400-483 della GSK3 α umana (NP_063937.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P49840
Peso della proteina	51 kDa
Spedizione	Con borsa refrigerante