


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Gsk3A [Validato Ko] Per Wb, Ip, Elisa - P49840

Numero articolo: CM0002880



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-GSK3α validato KO per Western blot, IP ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Per la segnalazione Wnt, il metabolismo del glucosio e la ricerca sull'Alzheimer.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KO] GSK3α mAb Coniglio
Note/Alias	GSK3 alfa; GSK3A; 3α
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2931
ID Gene	2931
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di GSK3α umano (P49840).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P49840
Peso Proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio