


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Gsk3A Per Wb, If/Icc, Elisa - P49840

Numero articolo: CM0016667



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro GSK3 α , validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo. Ideale per lo studio della segnalazione Wnt, del metabolismo del glicogeno e della malattia di Alzheimer.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GSK3 α Rabbit pAb
Note/Alias	GSK3 alpha; GSK3A; GSK3 α
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	2931
Gene ID	2931
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 409-483 di GSK3 α umano (NP_063937.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uso, Topo
SWISS	P49840
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio