


Anticorpo Monoclonale Anti-Gsk3B Per Citometria A Flusso (Intracellulare) - P49841

Numero articolo: CM0005589



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro GSK3 β umano per citometria a flusso intracellulare. Bersaglia la glicogeno sintasi chinasi-3 beta; non sono forniti dati di reattività crociata. Per uso nella ricerca in segnalazione Wnt, metabolismo e neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Monoclonale di Coniglio anti-GSK3 β Umano
Note/Alias	GSK3B; glicogeno sintasi chinasi-3 beta; GSK3 β
Specie	Umano
GeneID (umano)	2932
GeneID	2932
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 321-420 di GSK3 β umano (NP_001139628.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P49841
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio