


Anticorpo Monoclonale Anti-Gsk3B Per Wb, Ip, If-P, Elisa - P49841

Numero articolo: CM0005734



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante anti-GSK3 β validato per WB, IP, IF-P e ELISA. Riconosce GSK3 β di origine umana, topo e ratto. Adatto per studi sulla via di segnalazione Wnt, resistenza insulinica e neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KO] GSK3 β Rabbit mAb
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	2932
ID Gene	2932
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 321-420 della GSK3 β umana (NP_001139628.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF-P, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P49841
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio