


Anticorpo Policlonale Anti-Gsk3B Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P49841

Numero articolo: CM0028930



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-GSK3 β di alta qualità convalidato per applicazioni WB, IF/ICC, IP ed ELISA. Reagisce con GSK3 β umano, murino e ratto (47 kDa). Adatto per la ricerca sulla segnalazione Wnt, sulla resistenza all'insulina e sulla malattia di Alzheimer.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GSK3 β Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	GSK3B; gsk-3 β ; GSK3 β
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2932
Immunogeno	Peptide sintetico (aa 320-420 di GSK3 β umano, NP_001139628.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P49841
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio