


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gspt1 Per Wb, Elisa - P15170

Numero articolo: CM0019817



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GSPT1 umano (ERF3A) per WB ed ELISA. Rileva GSPT1 umano, murino e di ratto. Rilevante per gli studi sulla terminazione della traduzione e sulla degradazione mediata da codoni di stop prematuri.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GSPT1 Rabbit pAb
Note/alias	GST1; ETF3A; eRF3a; 551G9.2; GSPT1
Specie	Umano
ID del gene (umano)	2935
ID del gene	2935
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 138-420 di GSPT1 umano (NP_001123478.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P15170
Peso della proteina	56kDa
Spedizione	Ghiaccio sintetico