

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Gsr Per Wb, Elisa - P00390

Numero articolo: CM0008205



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-GSR ad alte prestazioni, validato per WB ed ELISA. Reagisce con GSR umano, murino e di ratto. Ideale per lo studio del metabolismo del glutathione, dello stress ossidativo e della biologia redox.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GSR Rabbit mAb
Note/Alias	GR; GSRD; HEL-75; HEL-S-122m; GSR
Specie	Uomo
ID del gene	2936
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 423-522 della GSR umana (P00390).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P00390
Peso della proteina	56 kDa
Spedizione	Contenitore refrigerante