


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Gst3/Gstp1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P09211

Numero articolo: CM0003718



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro GSTP1 umano (GST3/GSTP1), convalidato per WB, IHC-P, ELISA, reagisce in modo crociato con topo e ratto. Rileva una banda di ~23 kDa. Ideale per la ricerca sulla detossificazione, il ferroptosi e la neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GST3/GSTP1 Rabbit mAb
Annotazioni / Alias	PI; DFN7; GST3; GSTP; FAEES3; HEL-S-22; GST3/GSTP1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2950
GeneID	2950
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P09211
Peso proteico	23 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio