


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Gst3/Gstp1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09211

Numero articolo: CM0024856



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega a GST3/GSTP1 umano, un enzima chiave nella coniugazione del glutathione e nella regolazione della ferroptosi. Adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Cross-reattività con il topo. Ideale per studi sullo stress ossidativo e sul metabolismo lipidico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GST3/GSTP1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	PI; DFN7; GST3; GSTP; FAEES3; HEL-S-22; GST3/GSTP1
Specie	Umano
Gene ID	2950
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-210 di GST3/GST3/GSTP1 umano (NP_000843.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Cross Reattività	Umano, Mouse
SWISS	P09211
Peso proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio