

Anticorpo Policlonale Anti-Gsta1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P08263

Numero articolo: CM0018868



introduzione

Anticorpo policlonale ad alta affinità contro GSTA1 umano, convalidato per WB, IF/ICC, ELISA e reattività crociata con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla disintossicazione e lo stress ossidativo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GSTA1 Coniglio pAb
Note/Alias	GST2, GTH1, GSTA1-1, GST-epsilon, GSTA1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	2938
Gene ID	2938
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-222 di GSTA1 umano (NP_665683.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P08263
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio