

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gsta1 Per Wb, Elisa - P08263

Numero articolo: CM0019564



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting GSTA1 umano (glutathione S-transferasi A1). Validato per WB ed ELISA, con reattività crociata nel ratto. Ideale per la ricerca sulla detossificazione e la biosintesi degli ormoni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GSTA1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	GST2; GTH1; GSTA1-1; GST-epsilon; GSTA1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2938
GeneID	2938
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-222 della GSTA1 umana (NP_665683.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	P08263
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio