


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gsta3 Per Wb, If, Elisa - Q16772

Numero articolo: CM0020456



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-GSTA3 di alta qualità validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Rileva GSTA3 umano, di topo, di ratto (25 kDa). Coinvolto nella coniugazione del glutatione e nella biosintesi degli ormoni steroidei. Ideale per IVD e ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GSTA3 Rabbit pAb
Note/Alias	GTA3, GSTA3-3, GSTA3
Specie	Umano
GeneID (umano)	2940
GeneID	2940
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-222 di GSTA3 umano (NP_000838.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q16772
Peso Proteico	25kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio