

Anticorpo Monoclonale Anti-Gstk1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2Q3

Numero articolo: CM0004419



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro la glutatione S-transferasi kappa 1 umana (GSTK1). Validato per Western blot, immunofluorescenza ed ELISA con reattività crociata al topo. Adatto per la ricerca sulla funzione della transferasi perossisomale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GSTK1 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	GST; GST13; hGSTK1; GSTK1-1; GST13-13; GST 13-13; GSTK1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	373156
GeneID	373156
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 della GSTK1 umana (Q9Y2Q3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9Y2Q3
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio