

Anticorpo Policlonale Anti-Gstk1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2Q3

Numero articolo: CM0021250



introduzione

Anticorpo policlonale contro GSTK1 umano, validato per WB, IF/ICC ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per lo studio del metabolismo del glutatione e delle vie di detossificazione perossisomiale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Validato KO] GSTK1 Rabbit pAb
Note/Alias	GST; GST13; hGSTK1; GSTK1-1; GST13-13; GST 13-13; K1
Specie	Umano
ID del gene (umano)	373156
ID del gene	373156
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-226 di GSTK1 umano (NP_057001.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9Y2Q3
Peso della proteina	25 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante