

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gstk1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y2Q3

Numero articolo: CM0026918



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-GSTK1 validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA su campioni di uomo, topo e ratto. Rileva la glutatione S-transferasi kappa 1 perossisomiale da 25 kDa, ideale per studi di detossificazione e localizzazione subcellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | GSTK1 Rabbit pAb                                                                                                               |
| Note/Alias          | GST; GST13; hGSTK1; GSTK1-1; GST13-13; GST 13-13; GSTK1                                                                        |
| Specie              | Uomo                                                                                                                           |
| GeneID (Uomo)       | 373156                                                                                                                         |
| GeneID              | 373156                                                                                                                         |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-226 della GSTK1 umana (NP_057001.1) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                          |
| Applicazione        | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                       |
| Reattività crociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                                              |
| SWISS               | Q9Y2Q3                                                                                                                         |
| Peso proteico       | 25kDa                                                                                                                          |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                          |