

Anticorpo Policlonale Anti-Gstm1 Per Wb, Elisa - P09488

Numero articolo: CM0024190



introduzione

Anticorpo policlonale anti-GSTM1 di alta qualità convalidato per Western blot (WB) ed ELISA. Rileva GSTM1 umano, murino e ratto. Ideale per lo studio del metabolismo del glutatione e delle vie di detossificazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GSTM1 pAb coniglio
Note/Alias	MU; H-B; GST1; GTH4; GTM1; MU-1; GSTM1-1; GSTM1a-1a; GSTM1b-1b; GSTM1
Specie	Umano
Gene ID	2944
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-181 del GSTM1 umano (NP_666533.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P09488
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio