

Anticorpo Policlonale Anti-Gstm3 Per Wb, Elisa - P21266

Numero articolo: CM0027286



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GSTM3 umano per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con GSTM3 umano e di topo; utile per studi sulla detossificazione e sulle barriere nel testicolo e nel cervello.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GSTM3 Rabbit pAb
Note / Alias	GST5; GSTB; GTM3; GSTM3-3; GSTM3TV2; hGSTM3-3; GSTM3
Specie	Umana
GeneID (Umano)	2947
GeneID	2947
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 101-225 di GSTM3 umano (NP_000840.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo
SWISS	P21266
Peso Proteico	27kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio