

Anticorpo Policlonale Anti-Gstm3 Per Wb, If/Icc, Elisa - P21266

Numero articolo: CM0028108



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la GSTM3 umana (GST classe-mu 3). Adatto per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo, ratto. Per studi sul metabolismo degli xenobiotici e la disintossicazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GSTM3 Rabbit pAb
Note/Alias	GST5; GSTB; GTM3; GSTM3-3; GSTM3TV2; hGSTM3-3; GSTM3
Specie	Umana
ID Gene	2947
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 101-225 della GSTM3 umana (NP_000840.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P21266
Peso proteico	27kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio