

## Anticorpo Policlonale Anti-Gstm4 Per Wb, Elisa - Q03013

Numero articolo: CM0026364



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto a GSTM4 umana (glutathione S-transferasi Mu 4) per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Adatto per la ricerca sulla detossificazione, la biosintesi dei leucotrieni e l'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | GSTM4 Rabbit pAb                                                                                                                                   |
| Annotazioni/Alias   | GTM4; GSTM4-4; GSTM4                                                                                                                               |
| Specie              | Umana                                                                                                                                              |
| ID Gene (Uomo)      | 2948                                                                                                                                               |
| ID Gene             | 2948                                                                                                                                               |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-218 di GSTM4 umana (NP_000841.1). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                           |
| Categoria           | Anticorpi Policlonali                                                                                                                              |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                                          |
| Reattività Crociata | Umana, Topo                                                                                                                                        |
| SWISS               | Q03013                                                                                                                                             |
| Peso Proteico       | 26kDa                                                                                                                                              |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                                              |