

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gstm5 Per Wb, Elisa - P46439

Numero articolo: CM0013152

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-GSTM5 validato per WB e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Prende di mira la glutatione S-transferasi Mu 5, un enzima citoplasmatico coinvolto nella detossificazione degli elettrofili.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GSTM5 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	GTM5; GSTM5-5; GSTM5
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2949
GeneID	2949
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P46439
Peso proteico	26 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio