

Anticorpo Monoclonale Anti-Gsto1 Per Wb, Elisa - P78417

Numero articolo: CM0004579



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia la GSTO1 umana, validato per Western blotting e ELISA. Reagisce in modo crociato con l'uomo e il ratto. Glutathione S-transferasi coinvolta nella detossificazione e nel metabolismo dell'arsenico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GSTO1 mAb di coniglio
Annotazioni/Alias	P28; SPG-R; GSTO 1-1; GSTTLp28; HEL-S-21; GSTO1
Specie	Umana
GeneID (umano)	9446
GeneID	9446
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della GSTO1 umana (NP_004823.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Ratto
SWISS	P78417
Peso proteico	28 kDa
Spedizione	Sacco ghiacciato