


Anticorpo Policlonale Anti-Gsto1 Per Wb E Elisa - P78417

Numero articolo: CM0016756



introduzione

GSTO1 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale prodotto contro la GSTO1 ricombinante umana (aa 1-241). Adatto per WB e ELISA, con reattività crociata verso uomo, topo e ratto. Ideale per ricerche sul metabolismo dell'arsenico e lo stress ossidativo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GSTO1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	P28; SPG-R; GSTO 1-1; GSTTLp28; HEL-S-21; GSTO1
Specie	Umana
GeneID	9446
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-241 della GSTO1 umana (NP_004823.1)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P78417
Peso proteico	28 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio