

Anticorpo Policlonale Anti-Gsto2 Per If/Icc E Elisa - Q9H4Y5

Numero articolo: CM0018431



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la GSTO2 umana (glutathione S-transferasi omega-2), validato per IF/ICC e ELISA. Adatto per la ricerca sul metabolismo dell'arsenico, il riciclo dell'ascorbato e lo stress ossidativo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GSTO2 Rabbit pAb
Note/Alias	GSTO 2-2; bA127L20.1; GSTO2
Specie	Umana
GeneID (Umana)	119391
GeneID	119391
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 124-243 della GSTO2 umana (NP_899062.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q9H4Y5
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio