

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Gsto2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H4Y5

Numero articolo: CM0029525



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la GSTO2 umana (Glutathione S-transferasi omega-2), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reattivo con uomo, topo, ratto. Adatto per studi sullo stress ossidativo e sul metabolismo dell'arsenico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GSTO2 Rabbit pAb
Note/Alias	GSTO 2-2; bA127L20.1; GSTO2
Specie	Umana
GenelD (Uomo)	119391
GenelD	119391
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9H4Y5
Peso molecolare proteico	28 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio