


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Gstt1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P30711

Numero articolo: CM0018586



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro GSTT1 umano per Western blot, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Cross-reattiva con topo e ratto. Rileva una banda a 27kDa. Ideale per la ricerca sullo stress ossidativo e lo sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GSTT1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	GSTT1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2952
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-240 di GSTT1 (NP_000844.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P30711
Peso proteico	27kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio