


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gstt2 Per Wb Ed Elisa - P0Cg29

Numero articolo: CM0014611



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la GSTT2 umana (glutathione S-transferasi theta-2). Validato per WB ed ELISA, presenta reattività crociata con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo della detossificazione e del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GSTT2 pAb di coniglio
Note/Alias	GSTT2
Specie	Umana
GeneID (umana)	2953
GeneID	2953
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-244 della GSTT2 umana (NP_000845.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, murina, ratto
SWISS	P0CG29
Peso della proteina	28 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante