


Anticorpo Policlonale Anti-Gstt2B Per Wb, If/Icc, Elisa - P0Cg30

Numero articolo: CM0016906



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro GSTT2B (GSTT2P). Validato per WB, IF/ICC, ELISA con reattività crociata verso uomo, topo, ratto. Ideale per lo studio delle vie di coniugazione del glutatione e di detossificazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GSTT2B Rabbit pAb
Note/Alias	GSTT2P; GSTT2B
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	653689
ID Gene	653689
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 115-244 della GSTT2B umana (NP_001074312.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P0CG30
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio