

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Gstz1 Per Wb, Elisa - O43708

Numero articolo: CM0029834



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio GSTZ1 validato per WB ed ELISA, con reattività crociata verso mouse e ratto. Rileva la maleilacetacetato isomerasi, un enzima bifunzionale nel catabolismo della fenilalanina e tirosina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GSTZ1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	MAI, MAAI, MAAID, GSTZ1-1, GSTZ1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	2954
Gene ID	2954
Immunogeno	Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-216 della GSTZ1 umana (NP_665877.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Mouse, Ratto
SWISS	O43708
Peso proteico	24kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio