


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Gtf2A1 Per Wb E Elisa - P52655

Numero articolo: CM0025831



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit che bersaglia GTF2A1 umano (subunità 1 di TFIIA) per Western blot e ELISA. Rileva una proteina nucleare di 42 kDa coinvolta nel complesso di inizio della trascrizione con RNA polimerasi II.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GTF2A1 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	TF2A1; TFIIA; TFIIAL; TFIIA-42; GTF2A1
Specie	Umana
GeneID (Umano)	2957
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-270 di GTF2A1 umano (NP_056943.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P52655
Peso proteico	42 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio