


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Gtf2A2 Per Wb E Elisa - P52657

Numero articolo: CM0028008



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro GTF2A2 umano (TFIIA-gamma, TFIIA-12, TFIIAS). Convalidato per applicazioni Western blot e ELISA. Ideale per la ricerca sulla trascrizione della RNA polimerasi II.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GTF2A2 Rabbit pAb
Note/Alias	TF2A2; TFIIA; T18745; TFIIAS; HsT18745; TFIIA-12; TFIIA-gamma; GTF2A2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2958
GeneID	2958
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-109 di GTF2A2 umano (NP_004483.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P52657
Peso proteico	12 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio